



Lietošanas instrukcija

Pašreizējā pārskatīšana	1.6
Aizstāj versiju	1.5
Pamata UDI	872089231SV6.0G5
Izdošanas datums	2025. gada 20. maijs

Piezīme par elektronisko lietošanas instrukciju pieejamību:

Lietošanas instrukcijas izdrukājamo PDFversiju var atrast mūsu tīmekļa vietnē: <https://www.skinvision.com/instructions-for-use/>

Šī saite nodrošina piekļuvi jaunākajai IFU versijai elektroniskā formātā (eIFU). Visi dokumenti tiek glabāti ".pdf" formātā, lai nodrošinātu piekļuvi ar jebkuru standarta PDF lasītāja programmatūru un tīmekļa pārlūkprogrammām.

Lai uzzinātu pareizo lietošanas instrukcijas versiju, vienmēr izvēlieties tīmekļa vietnē norādīto lietošanas programmu. Tas vienmēr tiek atjaunināts. Ja jums ir nepieciešams piekļūt vecākai IFU versijai, tai var piekļūt tīmekļa lapas arhivētajā sadaļā.



Ja vēlaties, lai lietošanas instrukcija būtu papīra formātā, varat to pieprasīt, sazinoties ar mums pa tālruni support@skinvision.com. Lūdzu, norādiet mums savu informāciju un adresi, kur tas tiks nosūtīts. Mēs plānojam to piegādāt jums 7 darba dienu laikā. Jums par to nav jāmaksā.



PAREDŽĒTAIS LIETOJUMS

SkinVision pakalpojums ir tikai programmatūra, bezrecepšu (OTC), mobilā medicīniskā lietojumprogramma, kas paredzēta lietošanai patērētāju mobilajās ierīcēs nespeciālistiem.

SkinVision pakalpojums sastāv no novērtēšanas moduļa, kas ģenerē tūlītēju norādi par visbiežāk sastopamo ādas vēža veidu risku, pamatojoties uz attēlu par ādas bojājumu, kas uzņemts ar lietotni mobilajā ierīcē.

Pamatojoties uz novērtējumu, SkinVision dienests sniedz ieteikumu, vai turpināt uzraudzību, vai iesaka apmeklēt veselības aprūpes speciālistu, lai veiktu turpmāku ādas bojājuma pārbaudi.

Lietojumprogramma arī atvieglo ādas bojājumu izsekošanu un sniedz informāciju par fotografētajiem bojājumiem, kurus var izmantot, meklējot profesionālu veselības aprūpes padomu.

SkinVision pakalpojums papildina jau esošās ādas bojājumu pašnovērtēšanas metodes, un tas nav alternatīva veselības aprūpes speciālistiem.

SkinVision pakalpojums nav paredzēts lietošanai cilvēkiem līdz 18 gadu vecumam. SkinVision pakalpojums nediagnosticē ādas vēzi, nesniedz citu diagnozi.

Lietošanas indikācija: SkinVision pakalpojums ģenerē tūlītēju norādi par visbiežāk sastopamo ādas vēža veidu risku, pamatojoties uz cilvēka ādas bojājuma attēlu.

KLĪNISKIE IEGUVUMI

SkinVision ir šādas klīniskās priekšrocības:

1. SkinVision pakalpojumam ir jutīgums un specifiskums labāk nekā pašnovērtējums vai ģimenes ārsts.



2. SkinVision pakalpojums palīdz identificēt vairāk ādas vēža gadījumu, salīdzinot ar tradicionālajām metodēm un standarta pakalpojumu.

SKINVISION PAKALPOJUMA IZMANTOŠANA

Kontrindikācijas

Nav ieteicams izmantot lietotni, lai nofotografētu ādas plankumu vai bojājumu, kas:

1. Krāsa ir tuva apkārtējai ādai, piemēram, ādas plankums uz (loti) tumšas ādas, balts plankums uz gaišas ādas vai uz saulē apdegušas ādas,
2. Ir uz tumšāka ādas tipa (IV, V un VI), kameras ierobežojumu dēļ,
3. ieskauj vairāki ādas plankumi (piemēram, izsitumi vai kairinājums uz ādas virsmas. Tas var izskatīties kā mazu sarkanu izciļņu, plankumu vai apsārtušu vietu kopa, kas var izraisīt niezi vai dedzināšanu.)
4. ieskauj neskarta āda (piemēram, atklātas čūlas, čūlas, asiņošana, kreveles),
5. ir zem naga,
6. atrodas tuvu (redzamai) vietai ar rētu(-ām),
7. satur svešķermeņus (piemēram, marķieri, tetovējumu, saules aizsargkrēmu, ādas krēmu, pulveri utt.),
8. ir pārklāts ar ievērojamu matu daudzumu,
9. atrodas uz gļotādas virsmām (piemēram, lūpām, dzimumorgāniem),
10. atrodas uz ādas krokas vai tās tuvumā (piemēram, plakstiņš, naba),
11. nav uz cilvēka ādas.



Lūdzu, ņemiet vērā, pirms sākat

SkinVision pakalpojums nav paredzēts, lai aizstātu tradicionālās ādas vēža riska līmeņa novērtēšanas metodes, nenosaka diagnozi un neaizstāj veselības aprūpes speciālista apmeklējumus.

Ierīce ir ļoti precīza, pareizi identificējot vairāk nekā 90% no trim visbiežāk sastopamajām ādas vēža formām (jutīgums), kas ir ļaundabīga melanoma (MM), plakanšūnu karcinoma (SCC) un bazālo šūnu karcinoma (BCC). Specifiskums, kas mērīts SkinVision populācijā, ir 89%, ka SkinVision sniedz pārliecību 89% gadījumu, kad bojājums faktiski ir labdabīgs. Lai gan tas ir ļoti uzticams, ir svarīgi atzīmēt, ka tas var nebūt nevainojams katrā scenārijā. Tas nozīmē:

1. Dažkārt lietotne var nepareizi identificēt augstu risku (kļūdaini negatīvs). Regulāras pārbaudes un konsultācijas joprojām ir būtiskas, lai nodrošinātu savlaicīgu aprūpi.
2. Lietotne var norādīt uz *augstu risku*, ja tāda nav (viltus pozitīvs), kas var izraisīt papildu vizīti pie veselības aprūpes speciālista. Lai gan tas var būt neērti, šie apmeklējumi kalpo kā piesardzības līdzeklis, lai saglabātu jūsu veselību.
3. Klīniskie pētījumi ir pierādījuši ierīces precizitāti. Šie pētījumi parādīja, ka, lai gan iznākuma precizitāte var atšķirties tādu faktoru dēļ kā vecums un bojājuma atrašanās vieta, šīs atšķirības paliek pieņemamā diapazonā. Ja rodas šaubas vai bažas par rezultātiem, lietotājiem ieteicams konsultēties ar medicīnas speciālistu.
4. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietotnes sniegto ieteikumu. Ja jums ir šaubas par rezultātiem, droši konsultējieties ar mums, lai saņemtu skaidrojumu.



5. Ja kaut kas lietotnes informācijā šķiet neskaidrs vai nepareizs, nevilcinieties sazināties ar mums. Mēs esam šeit, lai palīdzētu jums vai jūsu veselības aprūpes speciālistam saņemt pareizos norādījumus un atbalstu.

Jūsu veselība un labklājība ir mūsu galvenās prioritātes. Ja jums ir kādas bažas vai jautājumi par lietotni vai tās rezultātiem, lūdzu, sazinieties ar mums jebkurā laikā.

Ja jūs ietilpstat 1 vai vairākās no šīm kategorijām, tiek uzskatīts, ka jums ir paaugstināts risks saslimt ar ādas vēzi jūsu dzīves laikā. Meklējiet profesionālu medicīnisko palīdzību par jebkādiem satraucošiem ādas plankumiem vai bojājumiem, ja Jums ir:

1. Jebkura ādas vēža personīgā vēsture;
2. Melanomas ģimenes anamnēzē pirmās pakāpes radniekam;
3. Sarkani mati;
4. Imūnsupresija/kompromitēšana (piemēram, pacienti pēc orgānu transplantācijas vai pacienti, kuri lieto imūnsupresīvus medikamentus, AIDS pacienti vai pacienti ar limfomu anamnēzē);
5. Ģenētiski vai iegūti jutības traucējumi, piemēram, fotosensitivitāte, DNS remonta defekti (slimība, ko sauc par xeroderma pigmentosum) , albīnisms, radiācijas iedarbība vai fotosensibilizējošu zāļu lietošana.

SkinVision pakalpojums nav paredzēts lietošanai cilvēkiem līdz 18 gadu vecumam.

Ierīces prasības



Lūdzu, ņemiet vērā: mēs arī paturam tiesības izslēgt noteiktas ierīces no lietotnes lejupielādes no Google Play veikala vai Apple App Store.

Operētājsistēmas	Lietotne ir instalējama saderīgā mobilajā tālrunī ierīces, kurās darbojas: 1. Android 7.0 vai jaunāka versija. 2. iOS versija 12.0 vai jaunāka.
Aparatūras prasības	Pakalpojumam nepieciešama mobilā ierīce ar: 1. Vismaz 1 GB pieejamās RAM, 2. Skārienekrāns 3. Aizmugurējās kameras pieejamība ar minimālo video straumēšanas izšķirtspēju 720p un autofokusa atbalstu 4. Lāpa (nepārtraukts lukturītis). 5. Aktīvs interneta savienojums.
Drošības prasības	1. Lai saglabātu drošību, lietojumprogrammu nevajadzētu instalēt vai izmantot ierīcēs ar modificētām operētājsistēmām, piemēram, "jailbroken" iOS vai "saknotām" Android ierīcēm. 2. Biometrisko autorizāciju ieteicams ieslēgt lietotnes iestatījumos. Ja tas ir iespējots, ir nepieciešama biometriskā vai PIN autentifikācija, lai startētu SkinVision lietojumprogrammu.



BRĪDINĀJUMI

1. Pirms lietotnes SkinVision lietošanas pārbaudiet, vai kameras objektīvs ir tīrs un nekas netraucē. Uzmanīgi noslaukiet objektīvu ar mīkstu drānu, ja tas ir netīrs.
2. Fotoattēlu uzņemšanas laikā nekādā veidā neaizsedziet zibspuldzes avotu vai kameru.
3. Neaugšupielādējiet un nepārsūtiet jebkāda veida saturu, kas var pārkāpt vai pārkāpt jebkuras puses tiesības.
4. Neizslēdziet, nemodificējiet, "neuzlauziet" vai citādi netraucējiet šīs programmatūras pareizu darbību.
5. Algoritma funkcionalitātes dēļ atsevišķos gadījumos jūs varat saņemt atšķirīgus riska novērtējuma rezultātus dažādām fotogrāfijām, kas uzņemtas ātri pēc kārtas no viena un tā paša ādas plankuma. Šādos gadījumos kļūdieties piesardzības pusē un vienmēr apmeklējiet veselības aprūpes speciālistu.

1. SkinVision lietotnes lejupielāde un konta izveide

- Lejupielādējiet lietotni SkinVision no App Store vai Google Play veikala saderīgā iOS vai Android tālrunī.
 - Android:
 - Dodieties uz Play veikalu un meklējiet lietotni.
 - Meklēšanas rezultātā pieskarieties lietotnei SkinVision.
 - Pieskarieties "Instalēt".
 - Kad instalēšana ir pabeigta, sākuma ekrānā vai mobilās ierīces lietotņu atvilktnē redzēsiet lietotnes ikonu, kas nozīmē, ka lietotne ir gatava lietošanai.



- los:
 - Dodieties uz App Store un meklējiet lietotni.
 - Meklēšanas rezultātos pieskarieties lietotnei SkinVision.
 - Pieskarieties "GET" un pēc tam "INSTALL".
 - Ja tiek prasīts, pierakstieties App Store, lai pabeigtu instalēšanu.
 - Kad instalēšana ir pabeigta, mobilās ierīces sākuma ekrānā redzēsiet lietotnes ikonu un lietotne ir gatava lietošanai.
- Atveriet lietotni SkinVision un izpildiet norādījumus konta izveidē.
- Pēc konta izveides lietotne ir gatava izmantošanai ādas plankuma pārbaudei.

2. Smart Check fotoattēla veikšana

- Atrodiet vienmērīgi apgaismotu vietu, kur varat uzņemt Smart Check fotoattēlu.
 - Izvairieties no tiešiem gaismas avotiem, kas var izraisīt ēnas uz ādas vai ap to.
- Atveriet lietotni SkinVision un pieskarieties kameras ikonai.
- Jūs tiksiet novirzīts uz ekrānu, kurā varat kartēt ādas plankumu vai bojājumu, pieskaroties ķermeņa kartes ikonai tajā pašā vietā, kur vēlaties novērtēt ādas zonu.
- Kad esat pieskāries ķermeņa kartes ikonai, parādīsies ikona "+". Jums tiks jautāts, vai vēlaties pievienot jaunu ādas vietas fotoattēlu vai atcelt un atlasīt vēlreiz.
- Pieskaroties vienumam "Pievienot vietu", palīdzības videoklipā tiks sniegta informācija par fotoattēla uzņemšanas paraugpraksi.
- Kad esat izlasījis norādījumus un noskatījies video, šeit norādītie norādījumi: <https://www.skinvision.com/getting-started/>, nospiediet "Turpināt", un kamera tiks atvērta.
- Mērķējiet kameru uz ādas vietu, kuru vēlaties novērtēt, un pagaidiet, kamēr kamera fokusēties.



- Lai palīdzētu fokusēt kameru, pielāgojiet tālruna attālumu no 4–8 collām (10–20 cm) no ādas plankuma, līdz ekrānā parādās zilais gredzens.
- Fotoattēls tiks uzņemts automātiski, tiklīdz būs izpildīti 3 kritēriji: "Fokusēts", "Noteikts" un "Notīrīt"
 - Jūs zināt, ka šie kritēriji ir izpildīti, kad zem katra fotoattēla kritērija parādīsies zaļa atzīme ". ✓
 - Ja nevarat skaidri nofotografēt savu ādas plankumu vai ja tā atrodas sev grūti sasniedzamā stāvoklī, iesakām lūgt citu personu (draugu, ģimenes locekli) uzņemt fotogrāfiju jūsu vietā vai konsultēties ar veselības aprūpes speciālistu.
- Kad Smart Check fotoattēls ir uzņemts, pārskatiet fotoattēlu un pārliecinieties, ka tas ir skaidrs un fokusēts ādas plankuma attēls, kuru vēlaties novērtēt. Pretējā gadījumā atkārtoti uzņemiet fotoattēlu.
- Norādiet, vai ir kādi simptomi attiecībā uz plankumu uz ādas (nav simptomu, nieze, asiņošana, izmaiņas vai inficēšanās). Ir atļautas vairākas izvēles iespējas.
- Jūs saņemsiet riska indikāciju, kas saistīta ar konkrēto ādas plankumu vai bojājumu, detalizēti norādot, vai ieteicams apmeklēt specializētu veselības aprūpes speciālistu vai turpināt pašuzraudzību.

Ja jums ir izdevies notīrīt visas iepriekš minētās darbības un esat saņēmis ieteikumu, lietotne darbojas atbilstoši paredzētajam lietojumam. Ja rodas kļūdas, lūdzu, skatiet šī dokumenta nodaļu "Problēmu risināšana" vai skatiet [bieži uzdotos jautājumus](#) mūsu vietnē. Jūs varat arī sazināties ar mums vietnē support@skinvision.com.

	Augsta riska gadījumā	Vienojieties pie ārsta, vēlams nākamo 4 nedēļu laikā, lai jūs varētu padziļināti
---	----------------------------------	--



		pārbaudīt šo ādas plankumu vai bojājumu. <u>Šis riska novērtējums NAV ādas vēža diagnoze.</u> Tomēr tas norāda, ka daži jūsu ādas plankuma fotoattēla elementi atbilst mūsu datu bāzē esošajiem ādas vēža attēliem.
	Zema riska gadījumā bez uzskaitītiem simptomiem	lestatiet atgādinājumu veikt ādas pārbaudi 3 mēnešu laikā. Atcerieties, ka daži ādas plankumi var mainīties salīdzinoši īsā laika periodā.



	Zema riska un uzskaitīto simptomu gadījumā	SkinVision neidentificēja atbilstību starp fotoattēlu un augsta riska ādas vēža attēliem datubāzē. Tomēr, tā kā jūs norādījāt simptomus, tuvākajās dienās jums tiks nosūtīts papildu ziņojums ar personalizētu ieteikumu. Brīdinājuma pazīmes, ka ādas plankums vai bojājums var būt ādas vēzis: 1. Mainās: ādas plankums, kas mainās pēc izmēra (strauji aug), krāsas (īpaši kļūst tumšāka vai ar vairākām krāsām un parāda iedeguma, brūnas vai melnas nokrāsas; pat rozā, zilas vai baltas) vai formas (attīstās dīvaina, neregulāra forma). 2. Asiņošana: bojājums, kas viegli asiņo (vairākas reizes) vai garozas. Šie bojājumi var parādīties arī kā nedzīstošas sāpes vai sāpes, kas dziedē un atgriežas. 3. Nieze: plankums vai iekaisums, kas turpina niezēt. 4. Inficēts: bojājums, kas attīsta patoloģisku apsārtumu ap zonu, kas kļūst maiga un sāpīga.
	Ja nepieciešama kvalitātes pārbaude	SkinVision algoritms ir noteicis, ka ir nepieciešama papildu kvalitātes pārbaude, lai nodrošinātu visprecīzāko rezultātu.



3. Uzraudzība laika gaitā

- Pabeidzot Smart Check, varat iestatīt atgādinājumu pārbaudīt ādas plankumu nākotnē. Dermatologi iesaka pārbaudīt ādu ik pēc 3 mēnešiem.
 - Jūs varat pielāgot atgādinājumu biežumu un veidu un paziņošanas līdzekļus, pieskaroties cilnei "Atgādinājumi".
- Iepriekš iesniegtos fotoattēlus var atrast, pieskaroties ādas vietai cilnē "Mans ķermenis" ekrāna apakšējā kreisajā stūrī.
 - Jūs varat lejupielādēt iesniegtā fotoattēla PDF versiju un ar to saistīto riska novērtējumu, noklikšķinot uz fotoattēla, izvēloties "Skatīt sīkāku informāciju", pēc tam apakšējā labajā stūrī atlasiet ikonu "Kopīgot visu" un visbeidzot atlasiet pogu "Ģenerēt manu ziņojumu".
 - Šī funkcija ļauj lietotājiem laika gaitā uzņemt un saglabāt vienas un tās pašas ādas vietas attēlus. SkinVision pakalpojuma algoritms neanalizē izmaiņas starp fotoattēliem, un fotoattēlus nevar pārklāt salīdzināšanai.

4. Personīgais ādas vēža riska profils un vides faktori

- Cilnē "Mans ķermenis" atlasiet "Riska profils" vai "Ādas tips" un atbildiet uz anketu, lai saņemtu informāciju par jūsu personīgo ādas vēža risku, pamatojoties uz jūsu ķermeņa uzbūvi, dzīvesveidu un slimības vēsturi.
 - Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs atsevišķās funkcijas ir paredzētas, lai jūs izprastu savu ādas veselību un nekādā veidā neietekmē algoritma rezultātu.
- Jūs varat saņemt paziņojumu par UV indeksa stiprumu jūsu apkārtnē. Lai to izdarītu, vispirms iespējojiet lietotni piekļūt jūsu atrašanās vietai. Pēc tam darbību joslā redzēsiet brīdinājumu, kad UV indekss jūsu reģionā ir augsts vai ļoti augsts



PROBLĒMU RISINĀŠANA

Ja SkinVision pakalpojuma lietošanas laikā rodas kādas problēmas, izpildiet tālāk esošajā problēmu novēršanas rokasgrāmatā sniegtos norādījumus vai sazinieties ar mums pa e-pastu support@skinvision.com.

Problēma	Šķīdums
Kamera nenosaka ādas plankumu vai bojājumu.	1. Pārliecinieties, ka kameras skats uz ādas vietas nav aizsprostots. 2. Centrējiet kameru uz ādas vietas vai bojājuma tā, lai punkts kameras interfeisa centrā kļūtu zaļš. 3. Pārliecinieties, ka jūsu atrašanās vietā ir pietiekami daudz apgaismojuma, lai jūsu āda (plankums) būtu vienmērīgi apgaismota.
Kamera nefokusējas uz ādas plankumu.	Pielāgojiet attālumu starp kameru un ādas plankumu līdz 4–8 collām (10–20 cm), lai kamera varētu fokusēties. Jūs zināt, ka kamera ir fokusēta, kad zem fotoattēlu kvalitātes kritēriju sadaļas "Fokusā" parādīsies zaļa atzīme. Fotoattēls tiks uzņemts automātiski, tiklīdz būs izpildīti 3 kritēriji: "Fokusēts", "Noteikts" un "Notīrīts".

AI un veikspēja

SkinVision pakalpojuma sniegtie ieteikumi ir balstīti uz algoritmu, kas izmanto mākslīgo intelektu (AI), lai novērtētu ādas vēža risku. Šis algoritms darbojas kā statistisks modelis, kas apmācīts uz plašu fotoattēlu kolekciju, ko anotējuši sertificēti dermatologi.

SkinVision pakalpojuma algoritma jutība ir lielāka par 90% trīs visbiežāk sastopamo ādas vēža veidu (MM, SCC un BCC) atklāšanā un 89% specifiskums SkinVision lietotāju populācijā



Kvalitātes kontrole: Gadījumos, kad ādas bojājumu attēlu novērtēšana norāda uz ādas vēža riskiem, attēliem tiek veikts papildu kvalitātes kontroles process, kas ietver ekspertu dermatologu grupas papildu novērtējumu.

Ziņošana par incidentiem

Par jebkuru nopietnu incidentu jāziņo ražotājam un tās ES dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā dzīvo lietotājs.

Kas ir nopietns incidents?

Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/745 (ES medicīnisko ierīču regulas) nopietns incidents ir definēts kā jebkurš incidents, kas tieši vai netieši izraisīja, varēja izraisīt vai varētu izraisīt kādu no šādiem gadījumiem:

1. lietotāja nāve,
2. pacienta, lietotāja vai citas personas veselības stāvokļa īslaicīga vai pastāvīga nopietna pasliktināšanās,
3. nopietns sabiedrības veselības apdraudējums.

Par incidentu var ziņot mums pa e-pastu: regulatory@skinvision.com un attiecīgās ES dalībvalsts kompetentajai iestādei.

ES dalībvalstu kompetento iestāžu saraksts ir pieejams šajā saitē:

https://ec.europa.eu/health/document/download/c28e965a-3b7c-4a5b-a6ee-d1724d06f20d_en?filename=md_contact_points_of_national_authorities.pdf

Lūdzu, izmantojiet iepriekš minēto saiti, lai atrastu attiecīgo kompetento iestādi savā dzīvesvietas valstī, un noklikšķiniet uz saites uz tās tīmekļa vietni, lai iesniegtu ziņojumu par incidentu.



Datu dzēšana

Kā izdzēst fotoattēlu?

Ja vēlaties izdzēst iepriekš novērtējumam uzņemtu fotoattēlu, lūdzu, lietotnē veiciet šādas darbības:

- Atveriet lietotni SkinVision
- Noklikšķiniet uz cilnes "Mans ķermenis"
- Noklikšķiniet uz ikonas  (saraksta skats)
- Izvēlieties fotoattēlu, kuru vēlaties dzēst no saraksta
- Vēlreiz noklikšķiniet uz fotoattēla
- Noklikšķiniet uz tvertnes ikonas augšējā labajā stūrī
- Izvēlieties "Jā"
- Jūsu fotoattēls tiek izdzēsts.

Kā izdzēst savu kontu?

Mēs saprotam, ka var pienākt brīdis, kad jūs vairs nejutīsiet vajadzību pēc mūsu pakalpojuma. Lai visiem lietotājiem dotu iespēju kontrolēt savus datus, mēs vēlamies, lai dzēšana būtu vienkārša, ja izvēlaties to darīt.

Jūs varat izdzēst savu kontu, vienkārši veicot šādas darbības:

- Atveriet lietotni SkinVision
- Noklikšķiniet uz "Konts" apakšējā labajā stūrī
- Ritiniet uz leju un noklikšķiniet uz "Dzēst kontu"
- Izlasiet piedāvāto informāciju un noklikšķiniet uz "Apstiprināt"
- Atzīmējiet lodziņu "Es piekrītu" un noklikšķiniet uz "Dzēst manu kontu"

Jūsu konts un saistītie dati tiks automātiski izdzēsti.



Kas notiek ar jūsu datiem pēc dzēšanas?

Daži jūsu personas dati (personas dati), tostarp vārds, e-pasts, apdrošināšanas numurs, var tikt glabāti līdz nākamajam norēķinu ciklam. Tas ir nodokļu vajadzībām.

Tomēr jūsu ierīces informācija un IP adrese tiek anonimizēta, lai nebūtu iespējams izsekot jums personīgi.

Personas veselības informācija, tostarp attēli, atzīmes un ieteikumi, arī pēc konta dzēšanas tiek pilnībā anonimizēta. Kā medicīniskai ierīcei mums tas ir jā saglabā audita pierakstiem.

Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu vietnē support@skinvision.com.

PAR SKINVISION

Skin Vision B.V. ir sertificēts BSI saskaņā ar ISO 13485, ISO 27001 un NEN 7510 informācijas drošībai un medicīnisko ierīču kvalitātes vadībai ar sertifikātu numuriem MD 667168, ISC 340 un NEN 7510-082.

ATRUNA

Elektroniskā saziņa nav piemērota visiem veselības jautājumiem, jo īpaši steidzamiem, un **Skin Vision B.V.** negarantē konkrētu atbildes laiku uz jūsu jautājumiem. Attiecīgi, ja jums rodas ārkārtas medicīniskā palīdzība, jums nevajadzētu pajauties uz šo rokasgrāmatu, lai saņemtu palīdzību, bet tā vietā jāmeklē atbilstoša neatliekamā medicīniskā palīdzība.



IERĪCĒ IZMANTOTIE SIMBOLI

Simbols	Simbola nosaukums
	Skatīt lietošanas instrukciju
	Ražotājs
	Izgatavošanas datums
	CE marķējums ar paziņotās institūcijas atsaucē numuru
	Apvienotās Karalistes atbildīgā persona
	Austrālijas sponsors
	Brīdinājumi / piesardzības pasākumi
	Medicīniskā ierīce
	Unikālais ierīces identifikators (pamata UDI)



PAPILDU INFORMĀCIJA

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, problēmu novēršanu vai tehnisko informāciju, lūdzu, apmeklējiet <https://www.skinvision.com/faq> vai sazinieties ar mums pa support@skinvision.com.



Ādas redze BV

Celtņa gabarīts 28
1033 SE
Amsterdama
info@skinvision.com



Apvienotās Karalistes atbildīgā persona

Skinvision UKRP Ltd, 124-128 City Road, Londona, EC1V2NX



Austrālijas sponsors

Emergo Asia Pacific Pty Ltd T/a
Emergo Austrālija
Level 20 Tower II Darling Park 201
Sussex Street, SYDNEY, NSW 2000,
Austrālija

Jaunzēlandes sponsors

CARSL konsultācijas
11 Mill Road, RD 2, Pukekohe,
Oklenda, Jaunzēlande



872089231SV6.0G5

