



Gebruiksaanwijzing

Huidige revisie	1.6
Vervangt versie	1.5
Basis UDI	872089231SV6.0G5
Datum van uitgifte	20 mei 2025

Opmerking over de beschikbaarheid van elektronische gebruiksaanwijzingen:

De printbare PDF-versie van de gebruiksaanwijzing is te vinden op onze website: <https://www.skinvision.com/instructions-for-use/>

Deze link biedt toegang tot de meest recente versie van de gebruiksaanwijzing in elektronisch formaat (eIFU). Alle documenten worden opgeslagen in ".pdf"-formaat om toegang te bieden met alle standaard PDF-lezerssoftware en webbrowsers.

Om de juiste versie van de gebruiksaanwijzing te kennen, selecteert u altijd de gebruiksaanwijzing die op de website staat. Dit wordt altijd up-to-date gehouden. Als u een oudere versie van de gebruiksaanwijzing nodig heeft, kunt u deze openen in het gearchiveerde gedeelte van de webpagina.



Als u de gebruiksaanwijzing op papier wilt hebben, kunt u dit aanvragen door contact met ons op te nemen via support@skinvision.com. Geef ons uw gegevens en het adres waar het naartoe moet worden gestuurd. We verwachten het binnen 7 werkdagen bij u af te leveren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.



BEOOGD GEBRUIK

De SkinVision Service is een software-only, zonder recept verkrijgbare (OTC), mobiele medische applicatie, die bedoeld is voor gebruik op mobiele apparaten van consumenten door leken.

De SkinVision Service bestaat uit een beoordelingsmodule die een onmiddellijke indicatie van het risico voor de meest voorkomende vormen van huidkanker genereert op basis van een foto van de zorgwekkende huidlaesie, genomen met de app op het mobiele apparaat.

Op basis van de beoordeling geeft de SkinVision Service een aanbeveling om door te gaan met monitoren of beveelt aan om een gezondheidswerker te bezoeken voor een verdere beoordeling van de huidlaesie.

De applicatie vergemakkelijkt ook het bijhouden van huidlaesies en biedt informatie over de gefotografeerde laesies die kunnen worden gebruikt bij het inwinnen van professioneel gezondheidsadvies.

De SkinVision Service is een aanvulling op reeds bestaande zelfbeoordelingstechnieken van huidlaesies en is geen alternatief voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

De SkinVision Service is niet bedoeld voor gebruik bij personen jonger dan 18 jaar. De SkinVision Service stelt geen diagnose van huidkanker en stelt geen andere diagnose.

Indicatie voor gebruik: De SkinVision Service genereert een onmiddellijke indicatie van het risico op de meest voorkomende vormen van huidkanker op basis van een foto van een laesie op de menselijke huid.

KLINISCHE VOORDELEN

SkinVision heeft de volgende klinische voordelen:



1. SkinVision Service heeft een betere sensitiviteit en specificiteit dan zelfbeoordeling of beoordeling door huisartsen.
2. SkinVision Service helpt om meer gevallen van huidkanker te identificeren in vergelijking met traditionele methoden en standaardservice.

GEBRUIK VAN SKINVISION SERVICE

Contra-indicaties

Het wordt afgeraden om de app te gebruiken om een foto te maken van een huidvlek of laesie die:

1. qua kleur sterk lijkt op de omringende huid, bijvoorbeeld een huidvlek op een (zeer) donkere huid, een witte vlek op een lichte huid, of op een door de zon verbrande huid;
2. zich op een donkerder huidtype (IV, V en VI) bevindt, vanwege camerabeperkingen;
3. omgeven is door meerdere huidvlekken (bijvoorbeeld: uitslag of irritatie van het huidoppervlak. Het kan eruitzien als een cluster van kleine rode bultjes, vlekken of rode plekken die jeuk of een branderig gevoel kunnen veroorzaken.);
4. omgeven is door niet-intacte huid (bijv. open wonden, zweren, bloedingen, korsten);
5. onder de nagel zit;
6. zich dicht bij een (zichtbaar) gebied met litteken(s) bevindt;
7. vreemde stoffen bevat (bv. stift, tatoeage, zonnebrandcrème, huidcrème, poeder, enz.);
8. bedekt is met een aanzienlijke hoeveelheid haar;
9. zich op slijmvliesoppervlakken (bijv. lippen, geslachtsorganen) bevindt;
10. zich op of in de buurt van een huidplooi (bijv. ooglid, navel) bevindt;
11. niet op de menselijke huid zit.



Let op voordat u begint:

De SkinVision-service is niet bedoeld ter vervanging van traditionele methoden voor de evaluatie van het risiconiveau voor huidkanker, geeft geen diagnose en is geen vervanging voor bezoeken aan een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Het apparaat is zeer nauwkeurig en identificeert correct meer dan 90% van de drie meest voorkomende vormen van huidkanker (gevoeligheid), namelijk kwaadaardig melanoom (MM), plaveiselcelcarcinoom (SCC) en basaalcelcarcinoom (BCC). De specificiteit gemeten op de populatie van SkinVision is 89%, wat de SkinVision geruststelling geeft in 89% van de gevallen waarin de laesie daadwerkelijk goedaardig is. Hoewel het zeer betrouwbaar is, is het belangrijk op te merken dat het misschien niet in elk scenario foutloos is. Dit betekent:

1. Soms identificeert de app een hoog risico (vals-negatief) niet correct. Regelmatige controles en consulten blijven essentieel om tijdige zorg te garanderen.
2. De app kan een *hoog risico* aangeven terwijl dat er niet is (vals-positief), wat kan leiden tot een extra bezoek aan uw zorgverlener. Hoewel dit onhandig kan zijn, dienen deze bezoeken als voorzorgsmaatregel om u gezond te houden.
3. Klinische studies hebben de nauwkeurigheid van het apparaat aangetoond. Deze studies toonden aan dat hoewel de nauwkeurigheid van de uitkomst kan variëren als gevolg van factoren zoals leeftijd en de locatie van de laesie, deze variaties binnen het acceptabele bereik blijven. In geval van twijfel of bezorgdheid over de



resultaten, wordt gebruikers geadviseerd een medische professional te raadplegen.

4. Lees aandachtig de aanbeveling van de app. Als u twijfels heeft over de resultaten, neem dan gerust contact met ons op voor opheldering.
5. Als iets in de informatie van de app onduidelijk of afwijkend lijkt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn er om u of uw zorgprofessional te helpen bij het verkrijgen van de juiste begeleiding en ondersteuning.

Uw gezondheid en welzijn zijn onze topprioriteiten. Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over de app of de resultaten ervan, neem dan altijd contact met ons op.

Als u in 1 of meer van de volgende categorieën valt, wordt u geacht een verhoogd risico te lopen om tijdens uw leven huidkanker te ontwikkelen. Zoek professionele medische hulp voor zorgwekkende huidvlekken of laesies als u het volgende heeft:

1. persoonlijke geschiedenis van huidkanker;
2. familiegeschiedenis van melanoom bij een eerstegraads familielid;
3. rood haar;
4. immuunsuppressie/-compromittering (bijv. patiënten met orgaantransplantatie of patiënten die immunosuppressiva gebruiken, aidspatiënten of patiënten met een voorgeschiedenis van lymfoom);
5. genetische of verworven gevoeligheidsstoornissen zoals lichtgevoeligheid, DNA-reparatiedefecten (een ziekte die xeroderma pigmentosum wordt genoemd), albinisme,



	blootstelling aan straling of het gebruik van fotosensibiliserende geneesmiddelen. De SkinVision Service is niet bedoeld voor gebruik bij personen jonger dan 18 jaar.
--	--

Vereisten voor het apparaat	
Let op: We behouden ons verder het recht voor om bepaalde apparaten uit te sluiten van het downloaden van de applicatie uit de Google Play Store of de Apple App Store.	
Besturings-systeem	De app kan worden geïnstalleerd op een compatibel mobiel apparaat met het volgende: 1. Android 7.0 of hoger; 2. iOS-versie 12.0 of hoger.
Hardware-vereisten	De Service vereist een mobiel apparaat met: 1. minimaal 1 GB beschikbaar RAM-geheugen; 2. een aanraakscherm; 3. de beschikbaarheid van een camera aan de achterkant met een minimale videostreamingresolutie van 720p en autofocusondersteuning; 4. een zaklamp (continue zaklamp); 5. een actieve internetverbinding.
Beveiligings-eisen	1. De applicatie mag niet worden geïnstalleerd of gebruikt op apparaten met aangepaste besturingssystemen, zoals "gejailbreakte" iOS- of "geroote" Android-apparaten, om de beveiliging te behouden. 2. U wordt geadviseerd om de biometrische machtiging in te schakelen in de app-instellingen. Indien ingeschakeld, is biometrische of pincode-authenticatie vereist



	om de SkinVision-applicatie te starten.
 WAAR-SCHUW INGEN	1. Voordat u de SkinVision-app gebruikt, moet u controleren of de cameralens schoon is en door niets wordt belemmerd. Veeg de lens voorzichtig af met een zachte doek als deze vuil is. 2. Bedek de zaklampbron of de camera op geen enkele manier terwijl de foto's worden gemaakt. 3. Upload of verzend geen inhoud van welke aard dan ook die inbreuk kan maken op de rechten van een partij. 4. Het is niet toegestaan deze software uit te schakelen, te wijzigen, te "hacken" of anderszins te verstoren. 5. Vanwege de functionaliteit van het algoritme kunt u in bepaalde gevallen verschillende risicobeoordelingsresultaten ontvangen voor verschillende foto's die snel achter elkaar van dezelfde huidvlek zijn genomen. Neem in dergelijke gevallen het zekere voor het onzekere en bezoek altijd een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

1. SkinVision-app downloaden en account aanmaken

- Download de SkinVision-app uit de App Store of Google Play Store op een compatibele iOS- of Android-telefoon.
 - Android:
 - Ga naar de Play Store en zoek naar de app.
 - Tik in het zoekresultaat op de SkinVision-app.
 - Tik op "Installeren".



- Wanneer de installatie is voltooid, ziet u het pictogram van de app op het startscherm of in de app-lade van uw mobiele apparaat, wat betekent dat de app klaar is voor gebruik.
- iOS:
 - Ga naar de App Store en zoek naar de app.
 - Tik in het zoekresultaat op de SkinVision-app.
 - Tik op "GET" en vervolgens op "INSTALLEREN".
 - Log desgevraagd in bij de App Store om de installatie te voltooiën.
 - Wanneer de installatie is voltooid, ziet u het pictogram van de app op het startscherm van uw mobiele apparaat en is de app klaar voor gebruik.
- Open de SkinVision-app en volg de instructies bij het aanmaken van een account.
- Nadat een account is aangemaakt, is de app klaar om gebruikt te worden voor het controleren van uw huidvlek.

2. Een Smart Check-foto nemen

- Zoek een gelijkmatig verlichte plek waar u een Smart Check-foto kunt nemen.
 - Vermijd directe lichtbronnen die schaduwen op of rond uw huidvlek kunnen veroorzaken.
- Open de SkinVision-app en tik op het camerapictogram.
- U wordt naar een scherm geleid waar u een huidvlek of laesie in kaart kunt brengen door op het pictogram van de lichaamskaart te tikken op dezelfde locatie als het gebied van de huid dat u wilt beoordelen.
- Zodra u op het pictogram van de lichaamskaart hebt getikt, verschijnt er een "+"-pictogram. U wordt gevraagd of u een nieuwe foto van een huidvlek wilt toevoegen of wilt annuleren en opnieuw wilt selecteren.



- Nadat u op "Plek toevoegen" hebt getikt, leidt een hulpvideo u door de best practices voor het maken van een foto.
- Nadat u de richtlijnen hebt gelezen en de video hebt bekeken, worden de instructies hier ter referentie vermeld: <https://www.skinvision.com/getting-started/>. Druk op "Doorgaan" en uw camera wordt geopend.
- Richt de camera op de plek op de huid die u wilt beoordelen en wacht tot de camera scherpstelt.
 - Om de camera beter scherp te stellen, past u de afstand van uw telefoon aan tussen 4-8 inch (10-20 cm) vanaf de huidvlek totdat de blauwe ring op het scherm verschijnt.
- Er wordt automatisch een foto gemaakt zodra aan 3 criteria is voldaan: "Scherp", "Gedetecteerd" en "Wissen".
 - U weet dat aan deze criteria is voldaan wanneer een groen vinkje "✓" onder elk fotocriterium verschijnt.
 - Als u geen duidelijke foto van uw huidvlek kunt nemen of als deze zich op een positie bevindt die moeilijk zelf te bereiken is, raden we u aan een andere persoon (vriend, familielid) te vragen de foto voor u te nemen of een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te raadplegen.
- Zodra uw Smart Check-foto is genomen, bekijkt u de foto en bevestigt u dat dit een duidelijk en gefocust beeld is van de huidvlek die u wilt laten beoordelen. Neem anders de foto opnieuw.
- Geef aan of er symptomen aanwezig zijn met betrekking tot de vlek op de huid (geen symptomen, jeuk, bloeding, verandering of geïnfecteerd). Meerdere keuzes zijn toegestaan.
- U ontvangt een risico-indicatie die verband houdt met de specifieke huidvlek of laesie, waarin wordt aangegeven of het wordt aanbevolen om een gespecialiseerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te bezoeken of om de plek zelf te blijven controleren.



Als het u is gelukt om alle bovenstaande stappen te doorlopen en een aanbeveling hebt ontvangen, werkt de app volgens het beoogde gebruik. Als u fouten tegenkomt, raadpleeg dan het hoofdstuk "Problemen oplossen" in dit document of raadpleeg de [veelgestelde vragen](#) op onze website. U kunt ook contact met ons opnemen via support@skinvision.com.

	In geval van Hoog risico	Maak een afspraak om uw arts te zien, bij voorkeur binnen de komende 4 weken, zodat u een grondiger onderzoek van deze huidvlek of laesie kunt krijgen. <u>Deze risicobeoordeling is GEEN diagnose van huidkanker.</u> Het is echter een indicatie dat bepaalde elementen van uw huidvlekfoto overeenkomen met die van de huidkankerafbeeldingen in onze database.
	In geval van Laag risico zonder vermelde symptomen	Stel een herinnering in om binnen 3 maanden een huidcontrole uit te voeren. Vergeet niet dat sommige huidvlekken in relatief korte tijd kunnen veranderen.



	In geval van laag risico en vermelde symptomen	SkinVision heeft geen overeenkomst gevonden tussen de foto en afbeeldingen van huidkanker met een hoog risico in de database. Omdat u echter symptomen heeft aangegeven, wordt er de komende dagen een vervolgbericht naar u verzonden met een persoonlijk advies. Waarschuwingssignalen dat de huidvlek of laesie huidkanker kan zijn: 1. Veranderend: een huidvlek die verandert in grootte (snel groeiend), in kleur (vooral donkerder wordt of meerdere kleuren vertoont en tinten geelbruin, bruin of zwart vertoont; zelfs roze, blauw of wit) of vorm (ontwikkelt een vreemde, onregelmatige vorm). 2. Bloeding: een laesie die gemakkelijk (meerdere keren) bloedt of korstvorming vertoont. Die laesies kunnen ook verschijnen als een niet-genezende zweer of zweer die geneest en terugkeert. 3. Jeuk: een vlek of zweer die blijft jeuken. 4. Geïnfecteerd: een laesie die een abnormale roodheid rond het gebied ontwikkelt die zacht en pijnlijk wordt.
--	---	---



	In geval van kwaliteitscontrole nodig	Het algoritme van SkinVision heeft vastgesteld dat een extra kwaliteitscontrole nodig is om u het meest nauwkeurige resultaat te kunnen bieden.
--	--	---

3. Monitoring in de tijd

- Wanneer u klaar bent met uw Smart Check, kunt u een herinnering instellen om de huidvlek in de toekomst te controleren. Dermatologen raden u aan uw huid elke 3 maanden te controleren.
 - U kunt de frequentie en het type herinneringen en meldingsmiddelen aanpassen door op het tabblad "Herinneringen" te tikken.
- Foto's die eerder zijn ingediend, kunnen worden gevonden door op de huidvlek te tikken op het tabblad "Mijn lichaam" in de linkerbenedenhoek van het scherm.
 - U kunt een PDF-versie van de ingediende foto en de bijbehorende risicobeoordeling downloaden door op de foto te tikken, "meer details bekijken" te selecteren, vervolgens het pictogram "Alles delen" in de rechterbenedenhoek te selecteren en ten slotte de knop "Mijn rapport genereren" te selecteren.
 - Met deze functie kunnen gebruikers in de loop van de tijd foto's van dezelfde huidvlek maken en opslaan. Het algoritme van de SkinVision Service analyseert geen veranderingen tussen foto's en de foto's kunnen niet over elkaar heen worden gelegd ter vergelijking.



4. Persoonlijk risicoprofiel voor huidkanker en omgevingsfactoren

- Selecteer "Risicoprofiel" of "Huidtype" op het tabblad "Mijn lichaam" en beantwoord de vragenlijst om informatie te ontvangen over uw persoonlijke risico op huidkanker op basis van uw lichaamsbouw, levensstijl en medische geschiedenis.
 - Houd er rekening mee dat deze op zichzelf staande functies bedoeld zijn om inzicht te krijgen in de gezondheid van uw huid en op geen enkele manier van invloed zijn op de uitkomst van het algoritme.
- U kunt een melding ontvangen over de sterkte van de UV-index in uw omgeving. Om dit te doen, schakelt u eerst de app in om toegang te krijgen tot uw locatie. U ziet dan een waarschuwing in de actiebalk wanneer de UV-index in uw omgeving hoog of zeer hoog is.



PROBLEEMOPLOSSING

Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de SkinVision Service, volg dan de instructies in de onderstaande gids voor het oplossen van problemen of neem contact met ons op via support@skinvision.com.

Probleem	Oplossing
De camera detecteert de huidvlek of laesie niet.	1. Zorg ervoor dat het zicht van de camera op de huidvlek niet wordt belemmerd. 2. Centreer de camera op de huidvlek of laesie zodat de stip in het midden van de camera-interface groen wordt. 3. Zorg ervoor dat er voldoende verlichting is op uw locatie zodat uw huid(vlek) gelijkmatig wordt verlicht.
De camera stelt niet scherp op de huidvlek.	Pas de afstand tussen de camera en de huidvlek aan op 10-20 cm zodat de camera kan scherpstellen. U weet dat de camera scherp is wanneer er een groen vinkje verschijnt onder het gedeelte "Scherp" van de fotokwaliteitscriteria. Er wordt automatisch een foto gemaakt zodra aan 3 criteria is voldaan: "Scherp", "Gedetecteerd" en "Wissen".

AI en prestaties

De aanbevelingen van de SkinVision Service zijn gebaseerd op een algoritme dat kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om het risico op huidkanker te beoordelen. Dit algoritme werkt als een statistisch model, getraind op een uitgebreide verzameling foto's die zijn geannoteerd door gecertificeerde dermatologen.



Het algoritme van de SkinVision Service heeft een gevoeligheid van meer dan 90% bij de detectie van de drie meest voorkomende soorten huidkanker (MM, SCC en BCC) en een specificiteit van 89% bij de gebruikerspopulatie van SkinVision

Kwaliteitscontrole: In gevallen waarin de beoordeling van foto's van huidlaesies wijst op risico's op huidkanker, ondergaan de foto's een aanvullend kwaliteitscontroleproces dat een extra beoordeling door een panel van deskundige dermatologen omvat.

Melding van incidenten

Elk ernstig incident moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de gebruiker woont.

Wat is een ernstig incident?

Volgens Verordening (EU) 2017/745 (EU-verordeningen medische hulpmiddelen) wordt een ernstig incident gedefinieerd als elk incident dat direct of indirect heeft geleid, zou kunnen hebben geleid of zou kunnen leiden tot een van de volgende:

1. het overlijden van een gebruiker;
2. de tijdelijke of permanente ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere persoon;
3. een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

Een incident kan bij ons gemeld worden via e-mail: regulatory@skinvision.com en bij de bevoegde autoriteit van de betreffende EU-lidstaat.

Een lijst van bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten is te vinden via de volgende link:

https://ec.europa.eu/health/document/download/c28e965a-3b7c-4a5b-a6ee-d1724d06f20d_en?filename=md_contact_points_of_national_authorities.pdf



Gebruik de bovenstaande link om de relevante bevoegde autoriteit voor het land waar u woont te vinden en tik op de link naar hun website om een incidentrapport in te dienen.



Verwijdering van gegevens

Hoe verwijder ik een foto?

Als u een foto wilt verwijderen die in het verleden voor een beoordeling is gemaakt, voer dan de volgende stappen uit in de app:

- Open de SkinVision-app.
- Tik op het tabblad "Mijn lichaam".
- Tik op het pictogram  (lijstweergave).
- Kies de foto die u uit de lijst wilt verwijderen.
- Tik nogmaals op de foto.
- Tik op het prullenbakpictogram in de rechterbovenhoek.
- Kies "Ja".
- Uw foto wordt verwijderd.

Hoe verwijder ik mijn account?

Wij begrijpen dat er een moment kan komen dat u geen behoefte meer heeft aan onze service. In het belang van het in staat stellen van alle gebruikers om controle te krijgen over hun gegevens, willen we het verwijderen een eenvoudig proces maken als u ervoor kiest om dit te doen:

U kunt uw account verwijderen door de volgende stappen uit te voeren:

- Open de SkinVision-app.
- Tik rechtsonder op "Account".
- Scrol naar beneden en tik op "Account verwijderen".
- Lees de voorgestelde informatie en tik op "Bevestigen".
- Vink het vakje "Ik ga akkoord" aan en tik op "Mijn account verwijderen".

Uw account en bijbehorende gegevens worden nu automatisch verwijderd.



Wat gebeurt er met uw gegevens na verwijdering?

Sommige van uw Persoonsgegevens (persoonlijke informatie), waaronder naam, e-mailadres en verzekeringsnummer, kunnen worden bewaard tot de volgende factureringscyclus. Dit is voor belastingdoeleinden.

Uw apparaatgegevens en IP-adres worden echter geanonimiseerd, zodat er geen verband kan worden gelegd met u persoonlijk.

Persoonlijke gezondheidsinformatie, waaronder afbeeldingen, tags en aanbevelingen, wordt ook volledig geanonimiseerd nadat uw account is verwijderd. Als medisch hulpmiddel zijn we verplicht dit te bewaren voor audittrails.

Als u vragen hebt over dit artikel, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam op support@skinvision.com.

OVER SKINVISION

Skin Vision B.V. is door BSI gecertificeerd volgens ISO 13485, ISO 27001 en NEN 7510 voor informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement van medische hulpmiddelen onder certificaatnummers MD 667168, ISC 340 en NEN 7510-082.

DISCLAIMER

Elektronische communicatie is niet geschikt voor alle gezondheidsproblemen, met name die van dringende aard, en **Skin Vision B.V.** geeft geen garantie voor een bepaalde reactietijd op vragen die u kunt stellen. Dienovereenkomstig, als u een medisch noodgeval ervaart, moet u niet op deze gids vertrouwen voor hulp, maar in plaats daarvan passende medische noodhulp inroepen.



SYMBOLEN DIE OP HET APPARAAT WORDEN GEBRUIKT

Symbool	Titel van het symbool
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Fabrikant
	Datum van fabricage
	CE-markering met referentienummer van de aangemelde instantie
	Verantwoordelijke persoon in het Verenigd Koninkrijk
	Australische sponsor
	Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen
	Medisch hulpmiddel
	Unieke apparaat-ID (basis-UDI)



EXTRA INFORMATIE

Ga voor meer gedetailleerde informatie, probleemoplossing of technische informatie naar <https://www.skinvision.com/faq> of neem contact met ons op via support@skinvision.com.

**Skin Vision B.V.**

Kraanspoor 28
1033 SE Amsterdam
info@skinvision.com

**Verantwoordelijke persoon in
het Verenigd Koninkrijk**

ISkinvision UKRP Ltd, 124-128 City
Road, London, EC1V2NX

**Australische sponsor**

Emergo Asia Pacific Pty Ltd T/a
Emergo Australia
Level 20 Tower II Darling Park 201
Sussex Street, SYDNEY, NSW 2000,
Australië

Nieuw-Zeelandse sponsor

CARSL Consulting
11 Mill Road, RD 2, Pukekohe,
Auckland, Nieuw-Zeeland



872089231SV6.0G5

